



RadiForce Guía de Venta



EIZO RadiForce - Matriz de Producto

- Monitores Multimodalidad
- Monitores para Diagnóstico
- Monitores para Revisión Clínica
- Monitor de apoyo administrativo



Sin Calibrador Integrado



Mercados de uso y Características	RX1270	RX660	RX560-MD	RX370	RX270	GX560-MD Monocromático	MX317W	MX217SB	MX243W	MX194	MS236WT-A	FlexScan EV
Mamografía	✓		✓			✓						
Radiografía de Torax	✓	✓		✓								
Radiografía de Proyección					✓		✓		✓			
Diagnosis de Sección CT/MRI					✓							
Clínica Dental										✓	✓	✓
Patología*							✓	✓	✓	✓	✓	
Ortopedia CD/DR					✓			✓	✓	✓	✓	
Medicina Nuclear							✓	✓	✓		✓	✓
Oftalmología								✓	✓		✓	✓
Tamaño de Pantalla (pulgadas)	30,9"	30"	21,3"	21,3"	21,3"	21,3"	30,5"	21"	24,1"	19"	23"	-
Megapíxeles	12 mp	6 mp	5 mp	3 mp	2 mp	5 mp	8 mp	2 mp	2 mp	1 mp	-	-
Bits	10-bits	10-bits	10-bits	10-bits	10-bits	10-bits	10-bits	10-bits	10-bits	10-bits	10-bits	8-bits
Resolución	4200 x 2800	3280 x 2048	2048 x 2560	1536 x 2048	1200 x 1600	2048 x 2560	4096 x 2160	1200 x 1600	1920 x 1200	1280 x 1024	1920 x 1080	-
Relación de Aspecto (H:V)	3:2	16:10	4:5	3:4	3:4	4:5	17:9	3:4	16:10	5:4	16:9	-
Brillo máximo (cd/m2)	1200	1000	1100	1100	1000	2500	550	500	410	350	260	-
Brillo calibrado (cd/m2)	500	500	500	500	500	1000, 600	270	240	220	180	-	-
Ratio de Contraste	1500:1	1500:1	1500:1	1800:1	1800:1	1700:1	1800:1	1800:1	1350:1	2000:1	1000:1	-
Tiempo de Respuesta (ms)	12	25	12	25	20	12	25	20	22	20	11	-
Alimentación (W)	77	93	43	36	33	28	62	54	26	15	19	-
Software de Control RadicsLE (CD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Software de Gestión Remota Radinet Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	-
HDMI	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	-
Display Port	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
DVI	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	-
Docking station (USB / LAN)	2 / 0	2 / 0	1 / 0	2 / 0	2 / 0	2 / 0	3 / 1	2 / 0	2 / 0	-	2 / 0	-
Puertos USB Ascendentes	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	-
DICOM	Híbrido	Híbrido	Híbrido	Híbrido	Híbrido	DICOM	Híbrido	Híbrido	Híbrido	Híbrido	Híbrido	Gamma 2.2 / DICOM Preset
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	3 años	5 años

* Cuando se utilizan monitores EIZO para patología, se recomienda evaluar todo el sistema de patología, incluido el escáner



EIZO RadiForce - Tarjetas Gráficas



Mercados de uso y Características	MED-XN43	MED-XN63	MED-XN83
Interfaz	PCI Express 3.0 x16	PCI Express 3.0 x16	PCI Express 4.0 x16
Sistema Operativo Compatible	Windows 11, 10	Windows 11, 10	Windows 11, 10, 8.1, 7 (max. 4 salidas)
Memoria	4 GB GDDR6	8 GB GDDR6	12 GB GDDR6
Ancho de banda de memoria	Hasta 80 GB/s	Hasta 160 GB/s	Hasta 288 GB/s
Reproducción en Escala de grises/color	10 Bit, 8 Bit	10 Bit, 8 Bit	10 Bit, 8 Bit
Salidas	Mini DisplayPort x 3	Mini DisplayPort x 4	Mini DisplayPort x 4
Accesorios	3 x mDP-DP-Adapter, EIZO Driver Disk (DVD)	3 x mDP-DP-Adapter, EIZO Driver Disk (DVD)	2 x mDP-DP-Adapter, EIZO Driver Disk (DVD)
Soporte Daisy-Chain	Sí	Sí	Sí
Consumo de energía	30 W	50 W	70 W
Gama	Low Profile	Low Profile	Low Profile / Dual Slot
Dimensiones	156 x 68,9 mm	156 x 68,9 mm	169,55 x 68,9 mm
Garantía	5 años	5 años	5 años
12MP RX1270	✓	✓	*
6MP RX660	✓	*	✓
5MP RX560-MD	✓	✓	*
3MP RX370	✓	*	✓
2MP RX270	*	✓	✓
5MP GX560-MD	✓	✓	*
8MP MX317W	✓	*	✓
2MP MX217HB	*	✓	✓
2MP MX243W	*	✓	✓
2MP MX217SB	*	✓	✓
1MP MX194	*	✓	✓
2MP MS236WT-A	*	✓	✓

✓ Compatible

* Recomendado

La compatibilidad de las tarjetas gráficas está sujeta a cambios.



Contacto

Avenida de la Industria, 4,
Natea Business Park Edificio E2 3ª ES,
28108 Alcobendas, Madrid, Spain

T.: +34 91 657 48 22
marketing@eizo.es

www.eizo.es

